



## Wundverschluss-Klammer



Mit der iTClamp™ kann innerhalb von Sekunden ein Wundverschluss erreicht werden. Somit können kritische Blutungen schnell kontrolliert werden, indem die Haut geschlossen und bis zur chirurgischen Versorgung ein vorübergehendes verkapseltes Hämatom erzeugt wird, ohne dass Haemostatika, Druckverbände oder Tourniquets eingesetzt werden müssen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	Rabatt
iTClamp™ Wundverschluss-Klammer, steril	9100	CHF 98.–	ab 10 Stk. 5%

## Trainingsmaterial

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/Stk.	Rabatt
iTClamp™ Training, unsteril	9200	CHF 75.–	ab 10 Stk. 5%
iTClamp™ Training, nadellos, unsteril	9300	CHF 70.–	ab 10 Stk. 5%
iTClamp™ Trainings-Hautkissen, 1 Stk.	4001	CHF 50.–	ab 10 Stk. 5%
iTClamp™ Trainingsset, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x 9200 iTClamp™ Training, unsteril</li> <li>• 2 x 9300 iTClamp™ Training, nadellos, unsteril</li> <li>• 3 x 4001 iTClamp™ Trainings-Hautkissen</li> <li>• 1 x iTClamp™ Trainings CD-Rom</li> <li>• 1 x iTClamp™ Kurzanleitung zur Anwendung und Entfernung</li> </ul>	4003	CHF 650.–	–

Alle Preise exkl. MwSt.

**tinovamed**

Gewerbestrasse 2  
 CH-4563 Gerlafingen  
 Tel. +41 (0)32 566 71 72  
 Fax +41 (0)32 675 76 36  
 info@tinovamed.ch  
 www.tinovamed.ch